

# QualityFlow MTV

## Manual Triggered Ventilator (Demandventil)



Das Demand-Ventil wird für die Applikation von 100 Vol.-% Sauerstoff bei der manuellen Beatmung mit dem Beatmungsbeutel verwendet. Auch geeignet zur direkten Beatmung mit der Beatmungsmaske bei spontan atmenden Patienten mit manueller Auslösung eines Inspirationshubes

Erfüllte internationale Standards: EN ISO 14971  
CE Zertifizierung: **CE** 0482 13485: 2016 certification

Technische Daten	Wert
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Erforderlicher Betriebsdruck	280 bis 550 kPa (2,8 bis 5,5 bar), 4,4 bar für minimal 100 ltr./min. Flow
Maximale Lieferleistung	160 l/min bei 20°C und 450 kPa
Inspirationstrigger	< -1 cm H <sub>2</sub> O (-1 mbar) bei 20°C
Anschluss zwischen Demandventil und Schlauch	Schnellkupplung

### Lieferbare Adapter:

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser Konus
D-2522001	Adapter Mittel	24/28 mm
D-2522002	Adapter groß	26/32 mm
D-2522003	Adapter klein	15/22 mm
D-2522004	Adapter Laerdal	25/32 mm
D-2522005	Adapter Ambu	28/32 mm
D-2522006	Adapter Ambu Neo	22/23,3 mm
D-2522007	Adapter Weinmann	17/24 mm

WE THINK IN PRESSURE & FLOW